



九、全脊柱站立前后正位

全脊柱站立前后位

体位：被检者站立检测器前，两臂放于身旁，身体正中矢状面垂直于（经过加长的）检测器并与中线重合，也可视脊柱侧弯情况把整个侧凸的脊柱缘尽量包括在检测器内。两足平踏地面，使背部贴近检测器。检测器上缘包括第1颈椎，下缘包括第5尾椎。如果检测器长度或宽度不够，应尽量使整个侧凸的脊柱包括在检测器内。

中心线：对准第11胸椎垂直射入。

