




Roche

秉承一贯可靠的作风

多年以来，MagNA Pure家族作为分子检测实验室持续信赖的系统，通过自身可靠和简单的样本制备解决方案为实验室极大地减少了前期的人为错误。MagNA Pure 24系统亦秉承了一贯可靠的作风，加强了仪器和试剂性能，满足您对核酸分离日新月异的需求。

MagNA Pure 24系统核酸纯化步骤示意图如下。



1. 样本裂解、灭活核酸酶、以释放核酸
2. 加入MGP，核酸与MGP结合
3. 从裂解样本中使用磁珠分离技术提取MGP/核酸复合物
4. 多步洗涤
5. 从MGP洗脱纯化的核酸

更灵活，更自由

MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit化繁就简，只需一个通用试剂盒即可完成10种不同样本类型的核酸提取（参见下文）。



- 预装即用型，可封存后再次使用
- 配备条形码以便库存追踪

高通量自动化选择方案

满足现在及未来的多元化设计



MagNA Pure 96 全自动核酸纯化仪

无论您的实验室每天需处理的样本量有多少，MagNA Pure家族全自动化及多元化的核酸提取仪均能满足您的要求。

针对高通量需求，MagNA Pure 96系统能快速完成96个样本的提取。

多功能应用：可从多种生物样本中纯化基因组DNA、RNA、病原核酸、游离核酸，纯化产物可适用于下游PCR、测序等基因检测应用。

MagNA Pure 24 System全自动核酸纯化仪，备案号：国械备20170471号
MagNA Pure 24 NA Total Isolation Kit核酸提取或纯化试剂，备案号：国械备20170491号
MagNA Pure 96 全自动核酸纯化仪，备案号：国械备20151173
MAGNA PURE和LIGHTCYCLER均为罗氏注册商标，其他所有产品名称和商标均属于其所有者。
生产企业：Roche Diagnostics GmbH
沪医械广审（文）第2018051675号
禁忌内容或注意事项详见说明书

罗氏诊断产品(上海)有限公司
订货热线：800-820-3361　400-820-3361　技术服务热线：800-820-8864

上海
中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号
7号厂房第二层Ⅰ部位
电话：021-3397 1000
传真：021-3397 1888
邮编：200131
邮箱：china.lifescience@roche.com

北京
北京市东长安街1号东方广场
东方经贸城中一办公楼七室
电话：010-8515 4100
传真：010-8515 4188
邮编：100738

广州
广州市环市东路403号
广州国际电子大厦25楼
电话：020-8713 2600
传真：020-8713 2700
邮编：510095

Promo ID: 002484, 有效期至20190516

MagNA Pure 24 全自动核酸纯化仪

进入全自动化新世界










MagNA Pure 24系统简介

罗氏致力于满足您实验室日新月异的需求

为此我们创造了MagNA Pure 24系统，它是全自动的核酸提取系统，能减少用户干预和提取间产生的变异，解放您的双手，提高工作效率。



以您为本的贴心设计

MagNA Pure 24系统的设计源于现代实验室的多方位需求，以方便客户灵活实现下游操作：

- 从多种样本类型中分离基因组DNA、病原核酸、游离核酸
- 接受原始样本管上机，并兼容10个不同样本类型同时提取
- 洗脱产物可实现自动分液，满足额外保存及PCR体系构建双重需求
- 先进的样本和试剂条码追踪管理
- 严谨的防污染措施

MagNA Pure 24系统概览

轻松纯化，值得信赖

品质保证


- 磁珠法纯化原理
- 具备CE-IVD标识

优化的实验结果

- **预装**即用型试剂盒，支持样本类型广
- **可兼容10种不同样本类型同时上机**
- 洗脱产物可兼容众多下游应用，如：测序、q-PCR

不断提升的工作效率

- **设有快速模式，实现30min完成样本提取**
- 自动化的试剂容量、样本体积管理系统
- LIS热点连接方便数据管理



内部 结构

灵活的实验操作

- 接受**原始样本管**上机
- 洗脱产物处设有**冷藏模块**，随时保持核酸稳定性
- 洗脱产物可实现**自动分液**，满足额外保存及PCR体系构建双重需求

严谨的安全防污染措施

- **紫外灯**配备和智能路径移液，减少交叉污染可能
- 样本、试剂、耗材**条码管理**，减少人为误差，结果可溯源
- 自动检测样本及试剂体积、耗材是否缺失，样本是否有凝块等